



REF 107 060


 BORT GmbH | Am Schweizerbach 1
 D-71384 Weinstadt | www.bort.com

BORT. Das Plus an Ihrer Seite.

 PEDI SOFT
 Silikon & Gel


Silikonring

BORT. Das Plus an Ihrer Seite.



Silikon & Gel

+ Sanfter Fußschutz aus Silikon & Gel

Gentle silicone & gel foot protection
 Protection pour le pied douce en silicone et avec gel
 Morbida protezione per il piede in silicone e gel
 Zachte voetbescherming van silicone en gel
 Jemná ochrana chodidla ze silikonu a gelu

DE Silikonring

Funktion

PediSoft Silikonring ist aus weichem, elastischem Silikon und kann bequem auf Finger oder Zehen gesteckt werden. Der Ring bietet einen idealen Schutz vor Druckstellen. Die elastische Ausführung bietet guten Schutz und sicheren Sitz.

Anwendung

Auf gereinigter, trockener Haut anwenden. Direkt auf Finger oder Zehen stecken. Das weiche Material passt sich der Kontur der Zehen optimal an und haftet sicher, ohne zu verrutschen.

Vorteile durch Silikon

- › dauerhaft und strapazierfähig
- › sehr weich und glatt
- › hygienisch
- › dank Memory-Effekt optimale Anpassung, nach dem Tragen sofortige Rückkehr in die ursprüngliche Form

Pflegehinweis

Zur Reinigung mit Seife waschen, gut trocknen lassen und **einpudern**.

EN Silicone Ring

Function

The PediSoft silicone ring is made of soft elastic silicone and can be easily put onto fingers or toes. The ring offers ideal protection against pressure points. The elastic version offers good protection and a safe fit.

Application

Use on clean, dry skin. Put directly onto fingers or toes. The soft material adjusts optimally to the contour of toes and holds safely without slipping.

Advantages of silicone

- › long-lasting and durable
- › very soft and smooth
- › hygienic
- › thanks to its **memory effect**, optimal adaptation, returns immediately to its original shape after wearing

Care instructions

To clean, wash with soap, dry thoroughly and **powder**.

FR Anneau en silicone

Fonction

L'anneau PediSoft est constitué d'une matière en silicone douce et élastique. Il peut être facilement enfilé sur les doigts ou les orteils. L'anneau protège idéalement les points de pression. Le modèle élastique offre une protection satisfaisante et une bonne assise.

Utilisation

A utiliser sur peau propre et sèche. A poser directement entre les orteils. Le matériau doux s'adapte parfaitement aux contours des orteils et adhère très bien sans glisser.

Avantages du silicone

- › durable et résistant à l'usure
- › très doux et lisse
- › hygiénique
- › ajustement optimal grâce à l'**effet mémoire**. Après le port, retour immédiat à la forme d'origine

Conseils pour l'entretien

Il doit être lavé avec du savon. Bien laisser sécher et enduire de **talc**.

IT Anello in silicone

Funzione

L'anello in silicone PediSoft è realizzato con un silicone speciale, elastico e morbido. Può essere applicato facilmente sulle dita di mani e piedi. L'anello offre protezione ideale dai punti di pressione. La struttura elastica offre buona protezione e saldo posizionamento.

Applicazione

Applicare sulla pelle pulita e asciutta. Usare con la pelle pulita ed asciutta. Applicare direttamente tra le dita. Il materiale morbido si modella in modo ottimale ai contorni delle dita, aderendo con sicurezza senza pericolo che scivoli via.

Vantaggi del silicone

- › duraturo e resistente all'usura
- › molto morbido e liscio
- › igienico
- › grazie all'**effetto Memory** si adatta in modo ottimale, dopo essere stato indossato riprende subito la forma originale

Avviso per la cura

Lavare con sapone, lasciare asciugare bene e spolverare con poco **borotalco**.

NL/BE Silicone ring

Werking

De siliconering van PediSoft is gemaakt van zachte, elastische siliconen en kan comfortabel over vingers of tenen worden geschoven. De ring biedt een ideale drukpuntbescherming. De elastische uitvoering zorgt voor een goede bescherming en stevige fixatie.

Toepassing

Te gebruiken op een schone, droge huid. Wordt direct over vingers of tenen geschoven. Het zachte materiaal past zich optimaal aan de vorm van de tenen aan en blijft goed zitten zonder te verschuiven.

Voordelen door silicone

- › duurzaam en stevig
- › zeer zacht en glad
- › hygiënisch
- › dankzij **memory-effect** optimale aanpassing, na het dragen onmiddellijke terugkeer naar de oorspronkelijke vorm

Wasinstructie

Met zeep reinigen, goed laten drogen en **bepoederen**.

CS Silikonový kroužek

Funkce

Silikonový kroužek PediSoft je vyroben z měkkého elastického silikonu a lze jej pohodlně navléknout na prsty rukou nebo nohou. Kroužek poskytuje ideální ochranu před otlakem. Elastické provedení dobře chrání a bezpečně sedí.

Použití

Používejte na čisté a suché pokožce. Nastrčte přímo na prst u ruky nebo nohy. Měkký materiál se optimálně přizpůsobí kontuře Vašich prstů, je přilnavý a neskouzává.

Přednosti silikonu

- › trvanlivý a odolný
- › velmi měkký a hladký
- › hygienický
- › díky **paměťovému efektu** se optimálně přizpůsobí a po použití se ihned vrátí do původního tvaru

Pokyny pro péči

Omývejte vodou s přidavkem mýdla, nechejte dobře vyschnout a **napudrujte**.